


誤操作による  
接続部外れリスクの低減のために

**シエアプラグ™ AD** クローズド輸液システム  
**protect**



緑色の部分を持ちながら  
輸液セット等を外しましょう！

## 特徴



把持する部分が  
大きく、緑色になり、  
**わかりやすい！**

空回りが発生し、  
接続部分が外れない。

### 外れ防止機構に関する評価

出典：社内資料

#### 確認方法

CVカテーテルのカテハブに、シユアプラグ AD protect を通常通りの操作で接続し、混注部に輸液セットを接続した後、誤操作(カテハブと輸液セットを保持して外す)を行い、外れ防止機構の動作および接続部の外れの有無を確認する。

#### 被験者

CVカテーテルのライン交換を行う看護師14名。

#### 確認結果

看護師に誤った方法で輸液セットを取り外してもらったが、すべてのコネクタで空回りが発生し、接続部の外れは無かった。

| コード番号 | 共通商品コード(JAN)  | 先端コネクタ形状 | 仕様図 | 内容 | 内容量(mL) | 包装単位 |
|-------|---------------|----------|-----|----|---------|------|
| SA-1P | 4987892119293 | -        |     | 単品 | 0.17mL  | 20個  |

一般的名称：輸血・カテーテル用アクセサリセット 販売名：シユアプラグAD 医療機器認証番号：229AABZX00004

※イラストはイメージ図です。  
本製品をご使用の際は、添付文書をご確認ください。